

**QUALITÄT AUS DEM
SCHWARZWALD**



**IDEAL FÜR
IHRE PRAXIS.**

ENDODONTIE

Liebe Kunden, liebe Interessenten,

Sie suchen einen medizinischen Gerätewagen für Ihre Praxis, Ihr Dentallabor oder Ihre Klinik? Dann sind Sie bei DEMED richtig. Als Europas Marktführer für Medical Carts, fertigen wir speziell für den Einsatz in der Chirurgie, Endodontie und Prophylaxe.

Sie sind sich noch nicht sicher für welchen Cart Sie sich entscheiden sollen? Auf unserer Website unter demed-medical-carts.de finden Sie alle DEMED Produkte – kontaktieren Sie uns gerne für eine persönliche und individuelle Beratung.

Gleich entschieden? Dann nutzen Sie gerne das Bestellformular auf der Rückseite. Ihre Wunschprodukte werden sicher verpackt und einsatzbereit angeliefert. Sie können sofort mit dem Einräumen der Geräte und Instrumente beginnen.

Mein Team und ich sind gerne für Sie da.

Mit freundlichen Grüßen aus dem Schwarzwald,

Ihr Viktor Lebedinski
Vertriebsleiter

ZAUBEREI FÜR DIE PRAXIS

QR-Code scannen und den Medical Cart in Ihrer Praxis platzieren.



MADE IN GERMANY

Alle DEMED Medical Carts werden in Höfen an der Enz im Schwarzwald entwickelt und von ADLER Metal Working - aus unserer Unternehmensgruppe - gefertigt.

Die Korpusse sind aus verzinktem Stahl. Die Griffe und Normschienen sind aus vollem, perlgestrahlem Edelstahl. Die Glastüren sind aus ESG-Sicherheitsglas.

Vereinbaren Sie gerne eine Werksführung und überzeugen Sie sich von der Qualität und den individuellen Möglichkeiten.

MEDICAL CARTS, DIE IHREN ALLTAG ERLEICHTERN

Alle DEMED Carts sind ausgestattet mit vier verdeckten und kugelgelagerten Rollen, sowie Türen und Schubladen mit Softclose Technik.



E-SERIE

Jede Menge Platz für Zubehör, Geräte und Instrumente. Mit nur 42 cm Breite nimmt diese Serie nur wenig Platz ein.

B x T x H: 420 mm x 500 mm x 900 mm

P-SERIE

Praktische Kombination aus Schubladen und Gerätefächern.

B x T x H: 420 mm x 500 mm x 900 mm

(P-Serie auch in 80 cm erhältlich)

VORTEILE UNSERER CARTS:

- Puristisches Design
- Hochwertige Komponenten
- Individuelle Konfiguration
- Alle RAL Classic Farben
- Umfangreiches Zubehör
- Ihr Logo auf der Fronttür



NEU

**Der kompakte
Stand-alone-cart**



3-fach-Steckdosenleiste
mit automatischer
Kabelaufwicklung im
Unterboden integriert

LED-beleuchteter
Sockel, Standard
Farbe Weiß

PX-SERIE

Unser neues, superschmales Modell PX eignet sich ideal für die Unterbringung eines einzelnen Geräts.

B x T x H: 400 mm x 400 mm x 800 mm



ERGONOMIE

Optional Normschiene an der
Schublade zur Verbesserung
der Ergonomie



**FLASCHEN-
HALTERUNG**



SCHUBLADENEINSATZ

Aus Edelstahl, passend für
verschiedene Korpusse.



HALTER FÜR FUSSANLASSER



In drei
Varianten
erhältlich

IM EINSATZ BEIM KUNDEN



„Der PX ist ideal für kleine Räume. Das optische Highlight ist der LED-beleuchtete Sockel.“



„Alle Geräte sind sofort einsatzbereit“



„Schnell ist alles wieder aufgeräumt“



Einfach ausfüllen, abfotografieren und uns zusenden [✉ info@demed-medical-carts.de](mailto:info@demed-medical-carts.de) oder [☎ +49 7081 954550](tel:+497081954550)

Endo Cart E5	Preis in €	Farbe	Menge
Endo Cart E5 inkl. Halter Endomotor (100030) Arbeitsplatte aus Stahl in Korpusfarbe mit umlaufender Reling aus Edelstahl (+3cm)	2.290,-	<input type="checkbox"/> Weiß <input type="checkbox"/> Anthrazit	
<input type="checkbox"/> Arbeitsplatte aus Mineralwerkstoff ohne Reling	50,-	Weiß	
<input type="checkbox"/> Sonderfarbe für Korpus Auswahl aus den Farben RAL-Classic	165,-	RAL-Farbe: _____	

Endo Cart P1	Preis in €	Farbe	Menge
Endo Cart P1 mit 4 Schubladen Arbeitsplatte aus Stahl in Korpusfarbe mit umlaufender Reling aus Edelstahl (+3cm)	1.850,-	<input type="checkbox"/> Weiß <input type="checkbox"/> Anthrazit	
Endo Cart P1 4 Schubladen ohne Auszug für Fußpedal inkl. Halter Endomotor (100030) inkl. Normschiene Umrüstsatz (100011) mit Kabeldurchführung (Rechts/Links) Arbeitsplatte aus Stahl in Korpusfarbe mit umlaufender Reling aus Edelstahl (+3cm)	2.190,-	<input type="checkbox"/> Weiß <input type="checkbox"/> Anthrazit	
Endo Cart P1 3 Schubladen 1 Auszug für Fußpedal inkl. Halter Endomotor (100030) inkl. Normschiene Umrüstsatz (100011) mit Kabeldurchführung (Rechts/Links) Arbeitsplatte aus Stahl in Korpusfarbe mit umlaufender Reling aus Edelstahl (+3cm)	2.190,-	<input type="checkbox"/> Weiß <input type="checkbox"/> Anthrazit	
<input type="checkbox"/> Arbeitsplatte aus Mineralwerkstoff ohne Reling	50,-	Weiß	
<input type="checkbox"/> Sonderfarbe für Korpus Auswahl aus den Farben RAL-Classic	165,-	RAL-Farbe: _____	

Endo Cart PX	Preis in €	Farbe	Menge
Endo Cart PX mit 2 Schubladen Arbeitsplatte aus Stahl in Korpusfarbe	1.390,-	<input type="checkbox"/> Weiß <input type="checkbox"/> Anthrazit	

Zubehör	Preis in €	Farbe	Menge
<input type="checkbox"/> Schubladen-Einsatz aus Edelstahl für E5 oder P1 inkl. vier Sortierkarten	170,-	-	
<input type="checkbox"/> Schubladen-Einsatz aus Edelstahl für PX	144,-	-	
<input type="checkbox"/> Normschiene vorne an der Schublade	165,-	-	
<input type="checkbox"/> Flaschenhalterung	90,-	-	
<input type="checkbox"/> Halter für Ultraschall	170,-	-	
<input type="checkbox"/> Halter für Fußanlasser mit Bügel	170,-	-	
<input type="checkbox"/> Personalisiertes Logo an der Glastür für E5 oder P1	125,-	-	

Ja, ich möchte keine Neuigkeiten mehr verpassen. Bitte halten Sie mich über neue DEMED Produkte auf dem Laufenden.

Alle Preise in Euro zzgl. Mehrwertsteuer und Versandkosten. Anlieferung im Karton. Die Farbe weiß entspricht bei allen Medical Carts RAL 9016. Weitere Details entnehmen Sie bitte unserer Website demed-medical-carts.de. Abgebildete Geräte sind nicht im Lieferumfang enthalten. Technische Änderungen, druckbedingte Farbabweichungen und Irrtümer vorbehalten. Der Aufpreis für die Sonderfarbe wird pro Bestellung nur einmal berechnet.

Vorname, Name _____

E-Mail _____

Praxisname _____

Datum und Unterschrift _____

Praxisstempel

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Daten zu Service- und Qualitätszwecken erfasst und verarbeitet werden dürfen. Wie in der Datenschutzerklärung unter www.demed-medical-carts.de dargestellt. Ich habe jederzeit das Recht, meine persönlichen Daten bezüglich der Verarbeitung und Nutzung aktualisieren, ändern oder löschen zu lassen.

Weitere Medical Carts und Zubehör finden Sie auf unserer Website demed-medical-carts.de