

**QUALITÄT AUS DEM  
SCHWARZWALD**

**NEUHEIT**



Brückentisch I5



**IDEAL FÜR  
IHRE PRAXIS.**



**CHIRURGIE**

Liebe Kunden, liebe Interessenten,

**Sie suchen einen medizinischen Gerätewagen für Ihre Praxis, Ihr Dentallabor oder Ihre Klinik? Dann sind Sie bei DEMED richtig. Als Europas Marktführer für Medical Carts, fertigen wir speziell für den Einsatz in der Chirurgie, Endodontie und Prophylaxe.**

**Sie sind sich noch nicht sicher, für welchen Cart Sie sich entscheiden sollen?**

Auf unserer Website unter [demedmedicalcarts.com](http://demedmedicalcarts.com) finden Sie alle DEMED Produkte – kontaktieren Sie uns gerne für eine persönliche und individuelle Beratung.

**Gleich entschieden?** Dann nutzen Sie gerne das Bestellformular auf der Rückseite. Ihre Wunschprodukte werden sicher verpackt und einsatzbereit angeliefert. Sie können sofort mit dem Einräumen der Geräte und Instrumente beginnen.

Mein Team und ich sind gerne für Sie da.

Mit freundlichen Grüßen aus dem Schwarzwald,



Ihr Viktor Lebedinski  
Vertriebsleiter



## MADE IN GERMANY

Alle DEMED Medical Carts werden in Höfen an der Enz im Schwarzwald entwickelt und in der Produktion unserer eigenen Unternehmensgruppe gefertigt.

Die Korpusse sind aus verzinktem Stahl. Die Griffe und Normschienen sind aus vollem, perlgestrahltm Edelstahl. Die Glastüren sind aus ESG-Sicherheitsglas.

Vereinbaren Sie gerne eine Werksführung und überzeugen Sie sich von der Qualität und den individuellen Möglichkeiten.

**NEUHEIT**



**I-SERIE**

Die perfekte Ergänzung zu den DEMED-Carts. Hochwertiger Rahmen aus Stahl gepulvert.  
B x T: 650 mm x 450 mm

**BRÜCKENTISCH**

Lässt sich ganz bequem über der Behandlungsliege platzieren und alle Instrumente sind griffbereit.




**EINHÄNGETISCH**

L x B: 400 mm x 480 mm  
Befestigung an der linken wie auch an der rechten Seite möglich, maximale Belastung 5 kg

# MEDICAL CARTS, DIE IHREN ALLTAG ERLEICHTERN

Alle DEMED Carts sind ausgestattet mit vier verdeckten und kugelgelagerten Rollen, sowie Türen und Schubladen mit Softclose Technik.



## E-SERIE

Jede Menge Platz für Zubehör, Geräte und Instrumente. Mit nur 42 cm Breite nimmt diese Serie nur wenig Platz ein.

B x T x H: 420 mm x 500 mm x 900 mm

## P-SERIE

Praktische Kombination aus Schubladen und Gerätefächern. In zwei Breiten und zwei Höhen erhältlich.

B x T x H: 420 mm x 500 mm x 900 mm

B x T x H: 420 mm x 500 mm x 800 mm

B x T x H: 500 mm x 500 mm x 800 mm

## VORTEILE UNSERER CARTS:

- Puristisches Design
- Hochwertige Komponenten
- Individuelle Konfiguration
- Große Auswahl an Farben
- Umfangreiches Zubehör
- Ihr Logo auf der Glastür



# IM EINSATZ BEIM KUNDEN



„Die E-Serie eignet sich auch sehr gut für kleine Praxisräume. Dank des vielseitigen Zubehörs findet alles seinen Platz.“



„Mit dem DEMED Brückentisch sind alle Instrumente immer sofort griffbereit.“



„Der Instrumententisch ist nicht nur praktisch, sondern sieht dabei auch noch richtig gut aus“





## BESTELLUNG

Einfach ausfüllen, abfotografieren und uns zusenden [bestellung@demedmedicalcarts.com](mailto:bestellung@demedmedicalcarts.com) oder +49 7081 954550

Medical Carts	Preis in €	Farbe	Menge
<b>Medical Cart E5</b>   inkl. Implant Set Arbeitsplatte aus Stahl mit umlaufender Reling aus Edelstahl (+3cm)	2.570,-	<input type="checkbox"/> Weiß	
<b>Medical Cart P1</b>   2 Schubladen H3, 1 Schublade H6 Arbeitsplatte aus Stahl mit umlaufender Reling aus Edelstahl (+3cm)	1.880,-	<input type="checkbox"/> Weiß	
<input type="checkbox"/> <b>Arbeitsplatte aus Mineralwerkstoff</b> ohne Reling	50,-	Weiß	
<input type="checkbox"/> <b>Sonderfarbe für Korpus</b>   Auswahl aus den Farben RAL-Classic	170,-	RAL-Farbe: _____	

Tische	Preis in €	Farbe	Menge
<b>Instrumententisch I3</b> inkl. Normschiene zum Anbringen von Zubehör	1.250,-	<input type="checkbox"/> Weiß	
<b>Brückentisch I5</b> Ablage aus geschliffenem Edelstahl, erhöhte Kante 60 cm x 100 cm, kabellos elektrisch höhenverstellbar, <b>keine Sonderfarbe möglich</b>	2.050,-	<input type="checkbox"/> Weiß <input type="checkbox"/> Schwarz	
<input type="checkbox"/> <b>Sonderfarbe Gestell I3</b>   Auswahl aus den Farben RAL-Classic	170,-	RAL-Farbe: _____	

Zubehör	Preis in €	Farbe	Menge
<b>Edelstahltray Einhängetisch</b> zur Erweiterung der Arbeitsfläche	390,-	—	
<b>Abfallbehälter</b>	120,-	—	
<b>Halter Piezosurgery Handstück</b>	179,-	—	
<b>Personalisiertes Logo an der Glastüre</b>	120,-	—	

Alle Preise in Euro zzgl. Mehrwertsteuer und Versandkosten. Anlieferung im Karton. Die Farbe weiß entspricht bei allen Medical Carts RAL 9016 und schwarz RAL 9005. Weitere Details entnehmen Sie bitte unserer Website [demedmedicalcarts.com](http://demedmedicalcarts.com). Abgebildete Geräte sind nicht im Lieferumfang enthalten. Technische Änderungen, druckbedingte Farbabweichungen und Irrtümer vorbehalten.

**Ja, ich möchte keine Neuigkeiten mehr verpassen. Bitte halten Sie mich über neue DEMED Produkte auf dem Laufenden.**

Vorname, Name

E-Mail

Praxisname

Datum und Unterschrift

Praxisstempel

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Daten zu Service- und Qualitätszwecken erfasst und verarbeitet werden dürfen. Wie in der Datenschutzerklärung unter [www.demedmedicalcarts.com](http://www.demedmedicalcarts.com) dargestellt. Ich habe jederzeit das Recht, meine persönlichen Daten bezüglich der Verarbeitung und Nutzung aktualisieren, ändern oder löschen zu lassen.

**Weitere Medical Carts und Zubehör finden Sie auf unserer Website [demedmedicalcarts.com](http://demedmedicalcarts.com)**  
Für eine individuelle Beratung stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.