

MADE IN GERMANY  
QUALITÄT AUS  
DEM SCHWARZWALD

**DEMED**  
MEDICAL CARTS



**PREISLISTE 2025**

# MEDICAL CARTS **PREMIUM**

INDIVIDUELL KONFIGURIERBARE GERÄTEWAGEN  
IN HÖCHSTER QUALITÄT FÜR ERGONOMISCHES  
UND EFFIZIENTES ARBEITEN IN IHRER PRAXIS.



# E-SERIE

Korpus: 42 cm x 50 cm x 90 cm (B x T x H) | Abmessungen mit Normschiene: + 3 cm je Seite

Fachauszüge: 2x flach, 1x hoch

Kabeldurchführungen: 2x rechts, 2x links, 1x Rückseite oben mittig

Satinierte Glastür, 270° öffnend, aus ESG-Sicherheitsglas mit Stahlgriff und magnetischer Arretierung, 3-fach-Steckdosenleiste mit automatischer Kabelaufwicklung sowie vier kugelgelagerte Lenkrollen für sehr leichten Lauf im Unterboden integriert, zwei Edelstahl-Normschiene (rechts/links).



Artikelnummer	Beschreibung/Lieferumfang	Preis in €
100203	<b>Medical Cart E5</b> Arbeitsplatte aus Stahl in Korpusfarbe mit umlaufender Reling aus Edelstahl, Höhenunterschied + 3 cm, 1x Schublade H3*	2.340,00
100202	<b>Medical Cart E5</b> Arbeitsplatte aus Mineralwerkstoff in der Farbe „White“, 1x Schublade H3*	2.380,00
100210	Zusätzlicher Fachauszug (flach) in Korpusfarbe, auch als Nachrüstsatz erhältlich	160,00
100211	Zusätzlicher Fachauszug (hoch) in Korpusfarbe, auch als Nachrüstsatz erhältlich	170,00
100060	Edelstahleinsatz 420 H2* inkl. 4 flexibel positionierbaren Leisten	185,00
100061	Edelstahleinsatz 420 H3* inkl. 4 flexibel positionierbaren Leisten	185,00
100077–84	Edelstahlleiste zur Erweiterung quer/längs (in Verbindung mit Edelstahleinsatz)	je 30,00
100097	Bodeneinlage aus Silikon 420, abwaschbar, passend für Fachauszüge und Schubladen	30,00
100009	Sonderfarbe gemäß RAL-Classic System (beinhaltet Korpus, Fachauszüge und Schubladen)	175,00
100673	Arbeitsplatte aus Mineralwerkstoff 420 in Sonderfarbe gemäß Musterkatalog	340,00
101119	Aufpreis für Normschiene an Schublade	75,00
100045	Personalisierung: Ihr Logo auf der Glastür mittels Foliendruck ca. 23 cm Breite, gemäß Kundenvorgabe	140,00

\* Nähere Angaben zu den Schubladenhöhen, Allgemeine Informationen und Versandkosten siehe S. 15

# D-SERIE



## Medical Cart D1

Korpus: 50 cm x 50 cm x 90 cm (B x T x H) | Abmessungen mit Normschiene: + 3 cm je Seite

Fachauszüge: 2x flach

Kabeldurchführungen: 2x rechts, 2x links, 1x Rückseite oben mittig

## Medical Cart D5

Korpus: 50 cm x 50 cm x 108 cm (B x T x H) | Abmessungen mit Normschiene: + 3 cm je Seite

Fachauszüge: 2x flach, 1x hoch

Kabeldurchführungen: 3x rechts, 3x links, 1x Rückseite oben mittig

Satinierte Glastür, 270° öffnend, aus ESG-Sicherheitsglas mit Stahlgriff und magnetischer Arretierung, 3-fach-Steckdosenleiste mit automatischer Kabelaufwicklung sowie vier kugelgelagerte Lenkrollen für sehr leichten Lauf im Unterboden integriert, zwei Edelstahl-Normschiene (rechts/links).

Artikelnummer	Beschreibung/Lieferumfang	Preis in €
100101	<b>Medical Cart D1</b> Arbeitsplatte aus Stahl in Korpusfarbe mit umlaufender Reling aus Edelstahl, Höhenunterschied + 3 cm, 1x Schublade H3*	2.460,00
100100	<b>Medical Cart D1</b> Arbeitsplatte aus Mineralwerkstoff in der Farbe „White“ 1x Schublade H3*	2.500,00
100103	<b>Medical Cart D5</b> Arbeitsplatte aus Stahl in Korpusfarbe mit umlaufender Reling aus Edelstahl, 1x Schublade H3*	2.650,00
100102	<b>Medical Cart D5</b> Arbeitsplatte aus Mineralwerkstoff in der Farbe „White“, 1x Schublade H3*	2.690,00
100110	Zusätzlicher Fachauszug (flach) in Korpusfarbe, auch als Nachrüstsatz erhältlich	165,00
100111	Zusätzlicher Fachauszug (hoch) in Korpusfarbe, auch als Nachrüstsatz erhältlich	175,00
100063	Edelstahleinsatz 500 H2* inkl. 4 flexibel positionierbaren Leisten	195,00
100064	Edelstahleinsatz 500 H3* inkl. 4 flexibel positionierbaren Leisten	195,00
100077–84	Edelstahlleiste zur Erweiterung quer/längs (in Verbindung mit Edelstahleinsatz)	je 30,00
100098	Bodeneinlage aus Silikon 500, abwaschbar, passend für Fachauszüge und Schubladen	30,00
100009	Sonderfarbe gemäß RAL-Classic System (beinhaltet Korpus, Fachauszüge und Schubladen)	175,00
100670	Arbeitsplatte aus Mineralwerkstoff 500 in Sonderfarbe gemäß Musterkatalog	350,00
101119	Aufpreis für Normschiene an Schublade	75,00
100045	Personalisierung: Ihr Logo auf der Glastür mittels Foliendruck ca. 23 cm Breite, gemäß Kundenvorgabe	140,00

\* Nähere Angaben zu den Schubladenhöhen, Allgemeine Informationen und Versandkosten siehe S. 15

# P-SERIE

## Medical Cart P1

Korpus: 42 cm x 50 cm x 90 cm (B x T x H)

## Medical Cart P3

Korpus: 42 cm x 50 cm x 80 cm (B x T x H)

## Medical Cart P5

Korpus: 50 cm x 50 cm x 80 cm (B x T x H)

Kabeldurchführungen: Rückseite oben und unten mittig

Satinierte Glastür, 270° öffnend, aus ESG-Sicherheitsglas mit Stahlgriff und magnetischer Arretierung, 1x flacher Fachauszug hinter der Glastüre, höhenverstellbar, 3-fach-Steckdosenleiste mit automatischer Kabelaufwicklung sowie vier kugelgelagerte Lenkrollen für sehr leichten Lauf im Unterboden integriert.



Artikelnummer	Beschreibung/Lieferumfang	Preis in €
100420	<b>Medical Cart P1</b> Arbeitsplatte aus Stahl in Korpusfarbe mit umlaufender Reling aus Edelstahl, Höhenunterschied + 3 cm, 2x Schublade H3*, 1x Schublade H6*	1.950,00
100421	<b>Medical Cart P1</b> Arbeitsplatte aus Mineralwerkstoff in der Farbe „White“, 2x Schublade H3*, 1x Schublade H6*	1.990,00
100422	<b>Medical Cart P1</b> Arbeitsplatte aus Stahl in Korpusfarbe mit umlaufender Reling aus Edelstahl, Höhenunterschied + 3 cm, 4x Schubladen H3*	2.050,00
100423	<b>Medical Cart P1</b> Arbeitsplatte aus Mineralwerkstoff in der Farbe „White“, 4x Schublade H3*	2.090,00
100900	<b>Medical Cart P1-Z (Zentrifuge)</b> Arbeitsplatte aus Stahl in Korpusfarbe mit umlaufender Reling aus Edelstahl, Höhenunterschied + 3 cm, Schubladen: 1x H4 + 1x H5, 2x Fachauszug	1.950,00
100901	<b>Medical Cart P1-Z (Zentrifuge)</b> Arbeitsplatte aus Mineralwerkstoff in der Farbe „White“, Schubladen: 1x H4 + 1x H5, 2x Fachauszug	1.990,00
100450	<b>Medical Cart P3</b> Arbeitsplatte aus Stahl in Korpusfarbe mit umlaufender Reling aus Edelstahl, Höhenunterschied + 3 cm, 1x Schublade H3*, 1x Schublade H6*	1.790,00
100452	<b>Medical Cart P3</b> Arbeitsplatte aus Mineralwerkstoff in der Farbe „White“, 1x Schublade H3*, 1x Schublade H6*	1.830,00
100453	<b>Medical Cart P3</b> Arbeitsplatte aus Stahl in Korpusfarbe mit umlaufender Reling aus Edelstahl, Höhenunterschied + 3 cm, 3x Schublade H3*	1.900,00
100454	<b>Medical Cart P3</b> Arbeitsplatte aus Mineralwerkstoff in der Farbe „White“, 3x Schublade H3*	1.940,00
100455	<b>Medical Cart P5</b> Arbeitsplatte aus Stahl in Korpusfarbe mit umlaufender Reling aus Edelstahl, Höhenunterschied + 3 cm, 3x Schublade H3*	1.950,00
100456	<b>Medical Cart P5</b> Arbeitsplatte aus Mineralwerkstoff in der Farbe „White“, 3x Schublade H3*	1.990,00
100011	Normschiene Umrüstsatz: 1x Kabeldurchführung + 1x Normschiene, werkseitig montiert (rechts oder links)	210,00
100009	Sonderfarbe gemäß RAL-Classic System (beinhaltet Korpus, Fachauszüge und Schubladen)	175,00
100673	Arbeitsplatte aus Mineralwerkstoff 420 in Sonderfarbe gemäß Musterkatalog	340,00
100670	Arbeitsplatte aus Mineralwerkstoff 500 in Sonderfarbe gemäß Musterkatalog	350,00
101119	Aufpreis für Normschiene an Schublade	75,00

\* Nähere Angaben zu den Schubladenhöhen, Allgemeine Informationen und Versandkosten siehe S. 15

# PX-SERIE

## Medical Cart PX3

Korpus: 40 cm x 40 cm x 80 cm (B x T x H)

## Medical Cart PX3s

Korpus: 40 cm x 40 cm x 80 cm (B x T x H)

## Medical Cart PX5s

Korpus: 57 cm x 40 cm x 80 cm (B x T x H)

Kabeldurchführungen: 1x rechts, 1x links, 1x unten mittig

Schubladen mit Vollauszug und Fachauszug frei kombinierbar, Steckdosenleiste mit automatischer Kabelaufwicklung sowie vier kugelgelagerte Lenkrollen für sehr leichten Lauf im Unterboden integriert.



Artikelnummer	Beschreibung/Lieferumfang	Preis in €
101123	<b>Medical Cart PX3</b> Fahrbarer Cart inkl. zwei H3* Schubladen (ohne Einsätze), 3-fach Steckdosenleiste mit automatischer Kabelaufwicklung sowie weißes LED-Band im Unterboden integriert	1.510,00
101124	<b>Medical Cart PX3s</b> Fahrbarer Cart inkl. zwei H3* Schubladen (ohne Einsätze), seitlich angebrachtes Schienensystem (+2 cm pro Seite) inkl. Einhängetray zur Scannerablage, 3-fach Steckdosenleiste mit automatischer Kabelaufwicklung sowie weißes LED-Band im Unterboden integriert	1.600,00
101144	<b>Medical Cart PX5s ohne Monitorhalterung</b> Fahrbarer Cart inkl. zwei H3* Schubladen, ohne Monitorhalterung, inkl. seitlich angebrachtes Schienensystem (+2 cm pro Seite), integrierte 5-fach Steckdosenleiste mit automatischer Kabelaufwicklung, weißes LED-Band im Unterboden integriert, Türe mit Push-to-open	1.650,00
101145	<b>Medical Cart PX5s mit Monitorhalterung</b> Fahrbarer Cart inkl. zwei H3* Schubladen, mit Monitorhalterung, inkl. seitlich angebrachtes Schienensystem (+2 cm pro Seite), integrierte 5-fach Steckdosenleiste mit automatischer Kabelaufwicklung, weißes LED-Band im Unterboden integriert, Türe mit Push-to-open	1.750,00
100009	Sonderfarbe gemäß RAL-Classic System (beinhaltet Korpus, Fachauszüge und Schubladen)	175,00
100067	Edelstahleinsatz klein	155,00
101146/-47	Fachauszug Tablar anstelle einer Schublade	o. Aufpreis

\* Nähere Angaben zu den Schubladenhöhen, Allgemeine Informationen und Versandkosten siehe S. 15

# K-SERIE

## Medical Cart K1

Korpus: 50 cm x 50 cm x 90 cm (B x T x H)

## Medical Cart K3

Korpus: 50 cm x 50 cm x 80 cm (B x T x H)

Fachauszüge: 1x flach, 2x hoch, 1x Instrumentenhalter, 1x flexibler Zangenhalter,  
2x Edelstahlinsätze mit je 6 flexibel positionierbaren Leisten.

Satinierte Glastür, 270° öffnend, aus ESG Sicherheitsglas mit Stahlgriff und magnetischer  
Arretierung, vier kugelgelagerte Lenkrollen für sehr leichten Lauf im Unterboden integriert.



Artikelnummer	Beschreibung/Lieferumfang	Preis in €
100822	<b>Medical Cart K1</b> Arbeitsplatte aus Stahl in Korpusfarbe mit umlaufender Reling aus Edelstahl, Höhenunterschied + 3 cm, 1x Schublade H5*, 1x Schublade H3*, 1x Schublade H4*	2.490,00
100823	<b>Medical Cart K1</b> Arbeitsplatte aus Mineralwerkstoff in der Farbe „White“, 1x Schublade H5*, 1x Schublade H3*, 1x Schublade H4*	2.530,00
100824	<b>Medical Cart K3</b> Arbeitsplatte aus Stahl in Korpusfarbe mit umlaufender Reling aus Edelstahl, Höhenunterschied + 3 cm, 1x Schublade H4*, 1x Schublade H5*	2.450,00
100825	<b>Medical Cart K3</b> Arbeitsplatte aus Mineralwerkstoff in der Farbe „White“, 1x Schublade H4*, 1x Schublade H5*	2.590,00
100013	Zangenhalter aus Edelstahl	120,00
100056	Instrumentenhalter 500 inkl. 4 flexibel positionierbare Leisten, max. 52 Aufnahmen	110,00
100009	Sonderfarbe gemäß RAL-Classic System (beinhaltet Korpus, Fachauszüge und Schubladen)	175,00
100670	Arbeitsplatte aus Mineralwerkstoff 500 in Sonderfarbe gemäß Musterkatalog	350,00
100098	Bodeneinlage aus Silikon 500, abwaschbar, passend für Fachauszüge und Schubladen	30,00
100045	Personalisierung: Ihr Logo auf der Glastür mittels Foliendruck ca. 23 cm Breite, gemäß Kundenvorgabe	140,00

\* Nähere Angaben zu den Schubladenhöhen, Allgemeine Informationen und Versandkosten siehe S. 15

# S-SERIE

## Medical Cart S1

Korpus: 50 cm x 50 cm x 90 cm (B x T x H)

## Medical Cart S3

Korpus: 42 cm x 50 cm x 90 cm (B x T x H)

## Medical Cart S5

Korpus: 42 cm x 50 cm x 80 cm (B x T x H)

## Medical Cart S5 B

Korpus: 50 cm x 50 cm x 80 cm (B x T x H)

Korpus ohne Schubladen, vier kugelgelagerte Lenkrollen für sehr leichten Lauf im Unterboden integriert.



### Wählen Sie Ihre individuelle Schubladenkombination aus fünf Schubladenhöhen. (Siehe unten)

Artikelnummer	Beschreibung/Lieferumfang	Preis in €
100401	<b>Medical Cart S1</b> Höheneinheiten (H): 24 Arbeitsplatte aus Stahl in Korpusfarbe mit umlaufender Reling aus Edelstahl, Höhenunterschied + 3 cm	1.100,00
100400	<b>Medical Cart S1</b> Höheneinheiten (H): 24 Arbeitsplatte aus Mineralwerkstoff in der Farbe „White“	1.150,00
100403	<b>Medical Cart S3</b> Höheneinheiten (H): 24 Arbeitsplatte aus Stahl in Korpusfarbe mit umlaufender Reling aus Edelstahl, Höhenunterschied + 3 cm	1.050,00
100404	<b>Medical Cart S3</b> Höheneinheiten (H): 24 Arbeitsplatte aus Mineralwerkstoff in der Farbe „White“	1.100,00
100405	<b>Medical Cart S5</b> Höheneinheiten (H): 21 Arbeitsplatte aus Stahl in Korpusfarbe mit umlaufender Reling aus Edelstahl, Höhenunterschied + 3 cm	1.050,00
100406	<b>Medical Cart S5</b> Höheneinheiten (H): 21 Arbeitsplatte aus Mineralwerkstoff in der Farbe „White“	1.100,00
101015	<b>Medical Cart S5 B</b> Höheneinheiten (H): 21 Arbeitsplatte aus Stahl in Korpusfarbe mit umlaufender Reling aus Edelstahl, Höhenunterschied + 3 cm	1.100,00
101016	<b>Medical Cart S5 B</b> Höheneinheiten (H): 21 Arbeitsplatte aus Mineralwerkstoff in der Farbe „White“	1.150,00
100407	Staubdichtlippen gemäß RKI: Alle Schubladenblenden mit Dichtlippe und einzelnen Stegen in Korpusfarbe zwischen den Schubladen am Korpus angebracht	240,00
100060/-63	Edelstahleinsatz 420/500 H2* inkl. 4 flexibel positionierbaren Leisten	185,00 / 195,00
100061/-64	Edelstahleinsatz 420/500 H3* inkl. 4 flexibel positionierbaren Leisten	185,00 / 195,00
100077-84	Edelstahlleiste zur Erweiterung quer/längs (in Verbindung mit Edelstahleinsatz)	je 30,00
100097/ 100098	Bodeneinlage aus Silikon 420/500, abwaschbar, passend für Fachauszüge und Schubladen	30,00
100009	Sonderfarbe gemäß RAL-Classic System (beinhaltet Korpus, Fachauszüge und Schubladen)	175,00

### Schubladen

Wählen Sie aus fünf Schubladenhöhen von H2 bis H6, auch in Kombination! Zur Verfügung stehen insgesamt 24 Höheneinheiten (H) für S1 und S3, bzw. 21 Höheneinheiten (H) für S5 und S5B. Alle Schubladen der S-Serie sind mit einem Vollauszug ausgestattet.

### z.B. 4x H3 + 2x H4 + 2x H2 = 24 Höheneinheiten

						Preis in €
Höheneinheiten	H2	H3	H4	H5	H6	je 105,00
Höhe innen (mm)	34	66	98	130	162	
Höhe Blende (mm)	61	93	125	157	189	



# TRAY-CART

Korpus: 50 cm x 50 cm x 90 cm (B x T x H)

Vier kugelgelagerte Lenkrollen für sehr leichten Lauf  
im Unterboden integriert


Platz für bis zu 22 Standard-Trays

Flexibles Haltersystem aus Edelstahl

Mittlere Raumteilung (Staubdicht)

Arbeitsplatte aus Stahl in Korpusfarbe

Türen aus Aluminium in Korpusfarbe



Artikelnummer	Beschreibung/Lieferumfang	Preis in €
100410	<b>Tray-Cart</b> inkl. 44 Halterungen aus Edelstahl (für bis zu 22 Standard-Trays)	1.550,00
100009	Sonderfarbe gemäß RAL-Classic System	175,00

Allgemeine Informationen und Versandkosten siehe S. 15


# I-SERIE

## Instrumententisch I3

Stufenlos höhenverstellbar von 78 cm bis 120 cm

Maße Auflage: 65 cm x 45 cm

Vier kugelgelagerte Lenkrollen für sehr leichten Lauf im Unterboden integriert, Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl, geschliffene Edelstahlauflage mit erhöhter Kante, verkürzte Bodenplatte zur optimalen Positionierung an der Behandlungseinheit.




## Brückentisch I5

Elektrisch höhenverstellbar von 66 cm bis 125 cm

Maße Auflage: 60 cm x 100 cm

Vier kugelgelagerte Lenkrollen für sehr leichten Lauf im Unterboden integriert, Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl, geschliffene Edelstahlauflage mit erhöhter Kante.

Erhältlich in RAL 9016 verkehrsweiß oder RAL 9005 schwarz (keine Sonderfarbe möglich)



Artikelnummer	Beschreibung/Lieferumfang	Preis in €
100352	<b>Instrumententisch I3</b> o. Normschiene	1.250,00
100353	<b>Instrumententisch I3</b> inkl. Normschiene zum Anbringen von Zubehör	1.300,00
100354	<b>Brückentisch I5</b> Fahrbarer Brückentisch aus pulverbeschichtetem Stahl, Ablage aus geschliffenem Edelstahl mit erhöhter Kante 60 cm x 100 cm, kabellos elektrisch höhenverstellbar (Li-Ionen Akku) mittels Taster von 66 cm – 125 cm	1.970,00
100053	Becherhalter für Standard-Becher zum Einhängen an der Normschiene oder der Edelstahlablage	55,00
100017	Abfallbehälter, Rahmen aus Edelstahl, inkl. Einhängelhalter für Normschiene, Lieferumfang ohne Beutel	125,00
100009	Sonderfarbe gemäß RAL-Classic System (gilt nur für I3)	175,00

Allgemeine Informationen und Versandkosten siehe S. 15

# ZUBEHÖR **PREMIUM**

**INSTRUMENTENHALTER, FACHEINSÄTZE  
UND VIELES MEHR.**



# DEMED ZUBEHÖR

## HALTER FÜR HAND- UND WINKELSTÜCKE

Unsere Halter werden aus POM (Polyoxymethylen, thermoplastischer Kunststoff) in den gängigen Größen der Hand- und Winkelstücke gefertigt. Diese sind passend für die von uns montierten Normschiene und können bedenkenlos in der Praxis mittels Thermodesinfektor gereinigt werden. Die Edelstahlinslays werden nach dem MPG Edelstahl perlgestrahlt. So erhalten sie eine langlebige und matte Struktur.

Artikelnummer	Beschreibung/Lieferumfang	Preis in €
100030	Halter mit Edelstahlinslay Ø 22/26, geeignet für Implant- und Endomotor, autoklavierbar, passend für Normschiene	185,00
100031	Halter mit Edelstahlinslay Ø 18/22, geeignet z.B. für Piezotome, autoklavierbar, passend für Normschiene	185,00
10003-x	Hand- und Winkelstückhalter, ohne Edelstahlinslay, erhältlich in den Größen Ø 12,15,18, 22 mm	160,00
100037	Halterset Endo, 1x Handstückhalter mit Edelstahlinslay Ø 22/26 mm, 1x Halterung POM Ø 18 mm, 1x Halterung POM Ø 22 mm	425,00
100038	Halterset Implant, 1x Handstückhalter mit Edelstahlinslay Ø 22/26 mm, 1x Infusionshalter POM inkl. Galgen	335,00
100039	Halter für Laser, zwei Aufnahmen in einem Halter: Ø 10 mm + Ø 12 mm	160,00
100042	Halter als Sondergröße, Fertigung nach Kundenvorgabe (max. Größe gem. Standardhalter 30 mm)	245,00
100020	Infusionshalter, Edstahlgalgen passend für POM-Halterung	58,00
100021	Halterung aus POM, für Infusionsgalgen geeignet	142,00
100018	Halter für Dispenser, passend für bis zu drei Dispensing Guns	195,00
101019	Winkelstückhalter 8-Fach aus mattiertem und gestrahltem Edelstahl inkl. Halterung aus POM	95,00

Allgemeine Informationen und Versandkosten siehe S. 15

## SCHUBLADENEINSÄTZE UND ERWEITERUNGEN

Artikelnummer	Beschreibung/Lieferumfang	Preis in €
100060	Edelstahleinsatz 420 H2* inkl. 4 flexibel positionierbaren Leisten (passend für Korpusbreite 42 cm)	185,00
100061	Edelstahleinsatz 420 H3* inkl. 4 flexibel positionierbaren Leisten (passend für Korpusbreite 42 cm)	185,00
100063	Edelstahleinsatz 500 H2* inkl. 4 flexibel positionierbaren Leisten (passend für Korpusbreite 50 cm)	195,00
100064	Edelstahleinsatz 500 H3* inkl. 4 flexibel positionierbaren Leisten (passend für Korpusbreite 50 cm)	195,00
100077–84	Edelstahlleiste zur Erweiterung quer/längs (in Verbindung mit Edelstahleinsatz)	je 30,00
100055	Instrumentenhalter 420 inkl. 4 flexibel positionierbare Leisten, max. 52 Aufnahmen (passend für Korpusbreite 42 cm)	95,00
100056	Instrumentenhalter 500 inkl. 4 flexibel positionierbare Leisten, max. 52 Aufnahmen (passend für Korpusbreite 50 cm)	110,00
100110	Zusätzlicher Fachauszug 500, flach	165,00
100111	Zusätzlicher Fachauszug 500, hoch	175,00
100210	Zusätzlicher Fachauszug 420, flach	160,00
100211	Zusätzlicher Fachauszug 420, hoch	170,00
100673	Arbeitsplatte aus Mineralwerkstoff 420 in Sonderfarbe gemäß Musterkatalog	340,00
100670	Arbeitsplatte aus Mineralwerkstoff 500 in Sonderfarbe gemäß Musterkatalog	350,00
100097	Bodeneinlage aus Silikon 420, abwaschbar, passend für Fachauszüge und Schubladen	30,00
100098	Bodeneinlage aus Silikon 500, abwaschbar, passend für Fachauszüge und Schubladen	30,00

\* Nähere Angaben zu den Schubladenhöhen, Allgemeine Informationen und Versandkosten siehe S. 15

# NORMSCHIENE UND ERWEITERUNGEN

Artikelnummer	Beschreibung/Lieferumfang	Preis in €
100013	Zangenhalter, flexibel für bis zu 26 Zangen, frei positionierbar oder zum Anhängen an der Normschiene	120,00
100014	Halter für Fußanlasser, Bodenplatte aus Edelstahl mit Fuß-Bügel, klein (für einen Fußanlasser)	140,00
100019	Halter für Fußanlasser, Bodenplatte aus Edelstahl mit Fuß-Bügel, rund (für einen Fußanlasser, z.B. Piezotome)	140,00
100015	Halter für Fußanlasser, Bodenplatte aus Edelstahl mit Fuß-Bügel, groß (für bis zu 3 Fußanlasser)	160,00
100052	Edelstahlablage für Zubehör und Geräte, zum einfachen und praktischen Einhängen an der Normschiene	104,00
100053	Becherhalter für Standard-Becher zum Einhängen an der Normschiene oder der Edelstahlablage	55,00
100017	Abfallbehälter, Rahmen aus Edelstahl, inkl. Einhängelhalter für Normschiene, Lieferumfang ohne Beutel	125,00
100010	Normschiene, Edelstahl Vollmaterial, gestrahlt, Lieferumfang inkl. Abstandshalter und Edelstahlschrauben M6	150,00
100016	Edelstahltray zur Erweiterung der Arbeitsfläche, einfaches Einhängen an der Normschiene	410,00
101020	Flexibler Gelenkarm mit kleiner Normschiene für bis zu zwei Halter	440,00

Allgemeine Informationen und Versandkosten siehe S. 15

# ALLGEMEINE INFORMATION ZU ALLEN MEDICAL CARTS PREMIUM UND TISCHEN

**Farbe:** Alle unsere Medical Carts und Instrumententische werden, wenn nicht anders bestellt, in der Farbe RAL 9016 verkehrsweiß pulverbeschichtet.

**Sonderfarben:** Wir können alle Farben des RAL-Classic Farbsystems in unserer Pulverbeschichtung herstellen. Der Aufpreis für Sonderfarben liegt bei 175,00 € und beinhaltet alle Komponenten. Bei einer Bestellung von mehreren Medical Carts oder Instrumententischen in einem Auftrag wird der Aufpreis nur einmal berechnet. Bei Farbkombinationen (z.B. unterschiedliche Farben von Korpus und Schublade) erstellen wir ein individuelles Angebot.

**Stromversorgung:** Unsere Medical Carts der D-, E-, PX- und P-Serien sind mit einer integrierten Stromversorgung ausgestattet. Diese beinhaltet eine Steckdosenleiste an der Rückwand der Innenseite.

D-, E-, PX3- und P-Serien: 3-fach-Steckdosenleiste, PX5: 5-fach-Steckdosenleiste

I5: Kabellos höhenverstellbar (Li-Ionen Akku) mittels Taster (alternativ über Stromkabel höhenverstellbar)

Der Anschluss erfolgt mittels eines ausziehbaren Verlängerungskabels mit ca. drei Metern Länge. Die Steckdosen entsprechen der Euro-Norm (Schuko). Für Lieferungen in die Schweiz oder England werden diese entsprechend dem Ländercode geliefert (Hauptleitung mittels Adapter, der beigelegt wird).

**Türen:** Die Türen sind serienmäßig aus satiniertem Sicherheitsglas (ESG) hergestellt. Serienmäßig nach links öffnend. Auf Wunsch auch rechts öffnend.

## VERSANDKOSTEN

Beschreibung/Lieferumfang	Preis in €
Medical Carts Premium, vormontiert, Brückentisch, bundesweite Anlieferung im Karton (außer Inseln)	je 95,00
Instrumententisch & PX Serie vormontiert, bundesweite Anlieferung im Karton (außer Inseln)	65,00
Teile und Zubehör, bundesweit, bis 3 kg	15,00
Teile und Zubehör, bundesweit, ab 3 kg	28,00

**Versandkosten:** Versandkosten gelten bundesweit (außer Inseln). Bei größeren Mengen oder Lieferungen ins Ausland erfolgt der Preis auf Anfrage.

**Hinweis:** Lieferung erfolgt per Spedition frei Bordsteinkante. Ware wird nicht in die Praxis getragen.


**Allgemein:** Alle Preise verstehen sich in Euro, zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Alle unsere Medical Carts sind bereits vormontiert (Ausgenommen Medical Carts Basic). Rechnungsbeträge sind ab Rechnungsdatum innerhalb von 7 Tagen ohne Abzug fällig. Abbildungen und Angaben auf Prospekten und Preislisten dienen lediglich der Orientierung. Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma DEMED Dental Medizintechnik e.K., siehe S. 22-23.

## SCHUBLADEN

Wählen Sie aus fünf Schubladenhöhen von H2 bis H6, auch in Kombination! Zur Verfügung stehen insgesamt 24 Höheneinheiten (H) für S1 und S3, bzw. 21 Höheneinheiten (H) für S5 und S5B. Alle Schubladen der S-Serie sind mit einem Vollauszug ausgestattet.

**z.B. 1x H2 + 2x H4 + 2x H3 + 1x H5 = 21 Höheneinheiten**

						Preis in €
Höheneinheiten	H2	H3	H4	H5	H6	je 105,00
Höhe innen (mm)	34	66	98	130	162	
Höhe Blende (mm)	61	93	125	157	189	



# MEDICAL CARTS **BASIC**

HOCHWERTIGE MEDIZINISCHE VIELZWECKWAGEN,  
IDEAL ALS BEISTELLTISCH ODER ALS GERÄTEABLAGE  
IN IHRER PRAXIS.





# DL-SERIE

## DL24-40

Korpus: 40 cm x 45 cm x 73 cm (B x T x H)

Schublade innen: 30,2 cm x 38,4 cm x 74 cm (B x T x H)

## DL24-60

Korpus: 60 cm x 45 cm x 73 cm (B x T x H)

Schublade innen: 50,2 cm x 38,4 cm x 74 cm (B x T x H)

Rahmen mit umlaufender Reling für sicheren Halt

Schublade mit Vollauszug und Soft Close Technik


4x Lenkrollen, zwei davon mit Feststeller

Rahmen aus Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung

2 Kabeldurchlässe für einfache Kabelführung

Max. Tragkraft: 50 kg; Max. Tragkraft Schublade: 10 kg

Einfacher Zusammenbau für schnellen Einsatz



Artikelnummer	Beschreibung/Lieferumfang	Preis in €
100380	<b>DL24-40</b> Farbe weiß	595,00
100381	<b>DL24-40</b> Farbe schwarz	595,00
100381	<b>DL24-40</b> Sonderfarbe gemäß RAL-Classic System	680,00
100383	<b>DL24-60</b> Farbe weiß	695,00
100384	<b>DL24-60</b> Farbe schwarz	695,00
100385	<b>DL24-60</b> Sonderfarbe gemäß RAL-Classic System	780,00

Allgemeine Informationen und Versandkosten siehe S. 20

# CX-SERIE

Korpus: 40 cm x 38 cm x 85 cm (B x T x H)

4x Lenkrollen, zwei davon mit Feststeller  
 Obere Ablage mit umlaufender Reling für sicheren Halt  
 2 Kabelauslässe für eine ordentliche Kabelführung  
 Grundplatte mit 3 Öffnungen für Fußpedale sowie Luft- und Wasserzubehör  
 Integrierte Dreifachsteckdose mit Netzkabel  
 Material: Stahlblech, pulverbeschichtet in weiß  
 Einfacher Zusammenbau für schnellen Einsatz




Artikelnummer	Beschreibung/Lieferumfang	Preis in €
100375	<b>CX</b> Farbe weiß	1.090,00
100376	<b>CX</b> Farbe schwarz	1.090,00
100377	<b>CX</b> Sonderfarbe gemäß RAL-Classic System	1.175,00

Allgemeine Informationen und Versandkosten siehe S. 20

# S24-SERIE

Korpus: 57 cm x 43 cm x 85 cm (B x T x H)

4x Lenkrollen, zwei davon mit Feststeller  
 Integrierte Kabeldurchführung in der Tischplatte  
 3-fach Steckdose mit 3 m Zuleitung, platzsparend im Rahmen integriert  
 Cart bis 10 kg belastbar  
 Optional auf Anfrage erhältlich:  
 Normschiene beidseitig montierbar  
 Halter für Monitor, Netzteil oder Powerbank nachrüstbar  
 Personalisierung mit eigenem Logo



Artikelnummer	Beschreibung/Lieferumfang	Preis in €
101149	<b>S24</b> Farbe weiß	590,00
101150	<b>S24</b> Farbe schwarz	590,00
101152	<b>S24</b> Sonderfarbe gemäß RAL-Classic System	675,00

Allgemeine Informationen und Versandkosten siehe S. 20

# ALLGEMEINE INFORMATION ZU ALLEN MEDICAL CARTS BASIC

**Farbe:** Alle unsere Medical Carts werden, wenn nicht anders bestellt, in der Farbe RAL 9016 verkehrsweiß pulverbeschichtet. Die Farbe schwarz entspricht RAL 9005.

**Sonderfarben:** Wir können alle Farben des RAL-Classic Farbsystems in unserer Pulverbeschichtung herstellen. Der Aufpreis für Sonderfarben liegt bei 85,00 €. Bei einer Bestellung von mehreren Medical Carts oder Instrumententischen in einem Auftrag wird der Aufpreis nur einmal berechnet.

**Stromversorgung:** Die CX-Serie ist mit einer integrierten Stromversorgung ausgestattet. Diese beinhaltet eine 3-fach-Steckdosenleiste an der Rückwand der Innenseite. Der Anschluss erfolgt mittels eines Netzkabels von drei Metern Länge. Die Steckdosen entsprechen der Euro-Norm (Schuko). Für Lieferungen in die Schweiz oder England werden diese entsprechend dem Ländercode geliefert (Hauptleitung mittels Adapter, der beigelegt wird).

---

## VERSANDKOSTEN

Beschreibung/Lieferumfang	Preis in €
Medical Carts Basic, vormontierte Elemente, Lieferung im Karton	je 45,00

**Versandkosten:** Versandkosten gelten bundesweit (außer Inseln). Bei größeren Mengen oder Lieferungen ins Ausland erfolgt der Preis auf Anfrage.

**Allgemein:** Alle Preise verstehen sich in Euro, zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Medical Carts Basic werden als vormontierte Elemente, im Karton verpackt, versendet. Lieferung erfolgt per Zustelldienst Rechnungsbeträge sind ab Rechnungsdatum innerhalb von 7 Tagen ohne Abzug fällig. Abbildungen und Angaben auf Prospekten und Preislisten dienen lediglich der Orientierung. Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma DEMED Dental Medizintechnik e.K., siehe S. 22-23.

# NOTIZEN FÜR MEINE BESTELLUNG:

---

---

---

---

---

Artikelnummer	Beschreibung/Lieferumfang	Preis in €
---------------	---------------------------	------------

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



 [bestellung@demedmedicalcarts.com](mailto:bestellung@demedmedicalcarts.com)

 [demedmedicalcarts.com](http://demedmedicalcarts.com)

 [+49 7081 954550](tel:+497081954550)

# ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

## 1. Geltung der Bedingungen

- a) Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen.
- b) Alle Vereinbarungen, die zwischen dem Verkäufer und dem Käufer zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind schriftlich niederzulegen.

## 2. Angebot und Vertragsschluss

- a) Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich. Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestätigung des Verkäufers.
- b) Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.
- c) Die Verkaufsstellen/Handelsvertreter des Verkäufers sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu treffen oder mündliche Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrages hinaus gehen.
- d) Sonderanfertigungen und Sonderfarben sind vom Umtausch ausgeschlossen, außer bei Mängeln.

## 3. Preise

- a) Soweit nicht anders angegeben, hält sich der Verkäufer an die in seinen angebotenen enthaltenen Preise 14 Tage ab deren Datum gebunden. Maßgebend sind ansonsten die in der Auftragsbestätigung des Verkäufers genannten Preise zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden gesondert berechnet.
- b) Die Preise verstehen sich, falls nicht anders vereinbart, in Euro zzgl. Umsatzsteuer, Verpackung, Fracht und Porto.

## 4. Liefer- und Leistungszeit

- a) Liefertermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, bedürfen der Schriftform.
- b) Liefer- und Leistungsverzögerungen auf Grund höherer Gewalt und auf Grund von Ereignissen, die dem Verkäufer die Lieferung nicht nur vorübergehend wesentlich erschweren oder unmöglich machen – hierzu gehören insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei Lieferanten des Verkäufers oder deren Unterlieferanten eintreten –, hat der Verkäufer auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen den Verkäufer, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.
- c) Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der Käufer nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit oder wird der Verkäufer von seiner Verpflichtung frei, so kann der Käufer hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten. Auf die genannten Umstände kann sich der Verkäufer nur berufen, wenn er den Käufer unverzüglich benachrichtigt.
- d) Kann der Verkäufer absehen, dass die Ware nicht rechtzeitig geliefert werden kann, so wird der Geschäftspartner unverzüglich und schriftlich davon in Kenntnis gesetzt, ihm die Gründe hierfür mitgeteilt, sowie nach Möglichkeit den voraussichtlichen Lieferzeitpunkt genannt.

- e) Der Verkäufer ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, es sei denn, die Teillieferung oder Teilleistung ist für den Käufer nicht von Interesse.
- f) Die Einhaltung der Liefer- und Leistungsverpflichtungen des Verkäufers setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Käufers voraus.
- g) Kommt der Käufer in Annahmeverzug, so ist der Verkäufer berechtigt, Ersatz des ihm entstandenen Schadens zu verlangen; mit Eintritt des Annahmeverzugs geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den Käufer über.

## 5. Gefahrübergang

Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Lager des Verkäufers verlassen hat. Wird der Versand auf Wunsch des Käufers verzögert, geht die Gefahr der Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über.

## 6. Rechte des Käufers wegen Mängel

- a) Die Produkte werden frei von Fabrikations- und Materialmängeln geliefert; die Frist für die Geltendmachung der Mängelansprüche beträgt ein Jahr ab Lieferung der Produkte.
- b) Werden Betriebs- oder Wartungsanweisungen des Verkäufers nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfallen Ansprüche wegen Mängel der Produkte, wenn der Käufer eine entsprechende substantiierte Behauptung, dass erst einer dieser Umstände den Mangel herbeigeführt hat, nicht widerlegt.
- c) Der Käufer muss der Kundendienstleistung des Verkäufers Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Eingang des Liefergegenstandes schriftlich mitteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind dem Verkäufer unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen.
- d) Im Falle einer Mitteilung des Käufers, dass die Produkte einen Mangel aufweisen, verlangt der Verkäufer nach seiner Wahl und auf seine Kosten, dass:
  - das mangelhafte Teil bzw. Gerät zur Reparatur und anschließender Rücksendung an den Verkäufer geschickt wird;
  - der Käufer das mangelhafte Teil bzw. Gerät bereithält und ein Service-Techniker des Verkäufers zum Käufer geschickt wird, um die Reparatur vorzunehmen.Falls der Käufer verlangt, dass Nachbesserungsarbeiten an einem von ihm bestimmten Ort vorgenommen werden, kann der Verkäufer diesem Verlangen entsprechen, wobei ausgetauschte Teile nicht berechnet werden, während Arbeitszeit und Reisekosten zu den Standardsätzen des Verkäufers zu bezahlen sind.
- e) Schlägt die Nachbesserung nach angemessener Frist fehl, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten.
- f) Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen.
- g) Ansprüche wegen Mängeln gegen den Verkäufer stehen nur dem unmittelbaren Käufer zu und sind nicht abtretbar.

## 7. Eigentumsvorbehalt

- a) Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent), die dem Verkäufer aus jedem Rechtsgrund gegen den Käufer jetzt oder künftig zustehen, werden dem Verkäufer die folgenden Sicherheiten gewährt, die er auf Verlangen nach seiner Wahl freigeben wird, soweit ihr Wert die Forderungen nachhaltig um mehr als 20 % übersteigt.
- b) Die Ware bleibt Eigentum des Verkäufers. Verarbeitung oder Umbildung erfolgen stets für den Verkäufer als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für ihn. Erlischt das (Mit-)Eigentum des Verkäufers durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit-)Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Rechnungswert) auf den Verkäufer übergeht. Der Käufer verwahrt das (Mit-)Eigentum des Verkäufers unentgeltlich. Ware, an der dem Verkäufer (Mit-)Eigentum zusteht, wird im Folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.
- c) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an den Verkäufer ab. Der Verkäufer ermächtigt ihn widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.
- d) Bei Zugriffen auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, wird der Käufer auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen, damit der Verkäufer seine Eigentumsrechte umsetzen kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, dem Verkäufer die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer.
- e) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere Zahlungsverzug – ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die Vorbehaltsware herauszuverlangen.

## 8. Zahlung

- a) Soweit nicht anders vereinbart, sind die Rechnungen des Verkäufers 7 Tage nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar. Der Verkäufer ist berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Käufers, Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen, und wird den Käufer über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist der Verkäufer berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.
- b) Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Verkäufer über den Betrag verfügen kann. Im Falle von Schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird.
- c) Gerät der Käufer in Verzug, so ist der Verkäufer berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt ab Zinsen in Höhe von 12,5% über dem Basiszinssatz als pauschalen Schadensersatz zu verlangen. Sie sind dann niedriger anzusetzen, wenn der Käufer eine geringere Belastung nachweist; der Nachweis eines höheren Schadens durch den Verkäufer ist zulässig.

- d) Wenn dem Verkäufer Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit in Frage stellen, insbesondere einen Scheck nicht einlöst oder seine Zahlungen einstellt oder wenn dem Verkäufer andere Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, so ist der Verkäufer berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn er Schecks angenommen hat. Der Verkäufer ist in diesem Falle außerdem berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen.
- e) Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt worden oder unstreitig sind. Zur Zurückbehaltung ist der Käufer jedoch auch wegen Gegenansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis berechtigt.

## 9. Konstruktionsänderungen

Der Verkäufer behält sich das Recht vor, jederzeit Konstruktionsänderungen vorzunehmen; er ist jedoch nicht verpflichtet, derartige Änderungen auch an bereits ausgelieferten Produkten vorzunehmen.

## 10. Haftung

- a) Schadensersatzansprüche sind unabhängig von der Art der Pflichtverletzung, einschließlich unerlaubter Handlungen, ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt.
- b) Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Verkäufer für jede Fahrlässigkeit, jedoch nur bis zur Höhe des vorhersehbaren Schadens. Ansprüche auf entgangenen Gewinn, ersparte Aufwendungen, aus Schadensersatzansprüchen Dritter sowie auf sonstige mittelbare und Folgeschäden können nicht verlangt werden, es sei denn, ein vom Verkäufer garantiertes Beschaffenheitsmerkmal bezweckt gerade, den Käufer gegen solche Schäden abzusichern.
- c) Die Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse in den Absätzen a) und b) gelten nicht für Ansprüche, die wegen arglistigen Verhaltens des Verkäufers entstanden sind, sowie bei einer Haftung für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz sowie Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- d) Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für Angestellte, Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.

## 11. Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit

- a) Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer und Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
- b) Soweit der Käufer Kaufmann oder juristische Person des öffentlichen Rechts ist, ist Calw ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten.
- c) Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarung nicht berührt.

Höfen an der Enz, Februar 2025



DEMED Dental Medizintechnik e.K.  
Gräfenau 56 | D-75339 Höfen an der Enz

 [info@demedmedicalcarts.com](mailto:info@demedmedicalcarts.com)

 [demedmedicalcarts.com](http://demedmedicalcarts.com)

 [+49 7081 954550](tel:+497081954550)



DemedMedicalCarts  
Folgen Sie uns