

Liebe Kunden, liebe Interessenten,

Sie suchen einen medizinischen Gerätewagen für Ihre Praxis, Ihr Dentallabor oder Ihre Klinik? Dann sind Sie bei DEMED richtig. Als Europas Marktführer für Medical Carts, fertigen wir speziell für den Einsatz in der Chirurgie, Endodontie und Prophylaxe.

Sie sind sich noch nicht sicher für welchen Cart Sie sich entscheiden sollen?

Auf unserer Website unter demed-medical-carts.de finden Sie alle DEMED Produkte – kontaktieren Sie uns gerne für eine persönliche und individuelle Beratung.

Gleich entschieden? Dann nutzen Sie gerne das Bestellformular auf der Rückseite. Ihre Wunschprodukte werden sicher verpackt und einsatzbereit angeliefert. Sie können sofort mit dem Einräumen der Geräte und Instrumente beginnen.

Mein Team und ich sind gerne für Sie da.

Mit freundlichen Grüßen aus dem Schwarzwald,

Ihr Viktor Lebedinski
Vertriebsleiter

ZAUBEREI FÜR DIE PRAXIS

QR-Code scannen und den Medical Cart in Ihrer Praxis platzieren.



MADE IN GERMANY

Alle DEMED Medical Carts werden in Höfen an der Enz im Schwarzwald entwickelt und von ADLER Metal Working - aus unserer Unternehmensgruppe - gefertigt.

Die Korpusse sind aus verzinktem Stahl. Die Griffe und Normschienen sind aus vollem, perlgestrahlem Edelstahl. Die Glastüren sind aus ESG-Sicherheitsglas.

Vereinbaren Sie gerne eine Werksführung und überzeugen Sie sich von der Qualität und den individuellen Möglichkeiten.