

MADE IN GERMANY
QUALITÄT AUS
DEM SCHWARZWALD

DEMED
MEDICAL CARTS



PX5s



PX3s

**SCANNER CARTS
FÜR IHRE PRAXIS**



Scanner Cart PX3s oder PX5s

Ideal für den Intraoralscanner in Verbindung mit einem Laptop oder Monitor

- Fahrbarer Medical Cart aus gepulvertem Stahlblech
- Abmessungen:
PX3s: Korpus: 40 cm x 40 cm x 80 cm (B x T x H)
PX5s: Korpus: 57 cm x 40 cm x 80 cm (B x T x H)
- 2x Schublade mit Vollauszug oder 1x Schublade mit Vollauszug und 1x Fachauszug,
Mehrfachsteckdosenleiste hinter der Rückwand mit automatischer Kabelaufwicklung im Unterboden integriert
- Seitlich angebrachtes Schienensystem zum Anbringen von Scanner-Halterung (Evtl. Adapter notwendig)
- Einhängeblech aus gebürstetem Edelstahl als zusätzliche Ablage
- LED-Band weiß serienmäßig im Unterboden integriert
- Der Medical Cart ist bereits vormontiert und wird im Karton angeliefert

Listenpreis:

PX3s ab 1.600,- Euro

PX5s ab 1.650,- Euro

Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns gerne für ein individuelles Angebot.

**Bestellung gerne per Mail an: bestellung@demedmedicalcarts.com
oder über das Bestellformular auf der Rückseite.**

Ihr DEMED Sales Team:

Dental Medizintechnik e.K.
Gräfenau 56
D-75339 Höfen an der Enz
bestellung@demedmedicalcarts.com



+49 7081 954550

demedmedicalcarts.com



DemedMedicalCarts

Folgen Sie uns



Einfach ausfüllen, abfotografieren und uns zusenden ✉ bestellung@demedmedicalcarts.com oder ☎ +49 7081 954550

Medical Cart PX3s	Preis in €	Farbe	Menge
Fahrbarer Cart inkl. zwei H3* Schubladen (ohne Einsätze), seitlich angebrachtes Schienensystem (+2 cm pro Seite) inkl. Einhängetray zur Scannerablage, 3-fach Steckdosenleiste mit automatischer Kabelaufwicklung sowie weißes LED-Band im Unterboden integriert	1.600,-	weiß RAL 9016	
<input type="checkbox"/> Sonderfarbe für Korpus Auswahl aus den Farben RAL-Classic	RAL-Farbe: _____		175,-
<input type="checkbox"/> Schubladeneinsatz aus Edelstahl			155,-
<input type="checkbox"/> Fachauszug Tablar anstelle einer Schublade			o. Aufpreis

Medical Cart PX5s	Preis in €	Farbe	Menge
Fahrbarer Cart inkl. zwei H3* Schubladen, ohne Monitorhalterung, inkl. seitlich angebrachtes Schienensystem (+2 cm pro Seite), integrierte 5-fach Steckdosenleiste mit automatischer Kabelaufwicklung, weißes LED-Band im Unterboden integriert, Türe mit Push-to-open	1.650,-	weiß RAL 9016	
<input type="checkbox"/> Monitorhalterung			100,-
<input type="checkbox"/> Sonderfarbe für Korpus Auswahl aus den Farben RAL-Classic	RAL-Farbe: _____		175,-
<input type="checkbox"/> Fachauszug Tablar anstelle einer Schublade			o. Aufpreis

Alle Preise in Euro zzgl. Mehrwertsteuer und Versandkosten. Anlieferung im Karton. Die Abbildungen enthalten Sonderfarben. Weitere Details entnehmen Sie bitte unserer Website demedmedicalcarts.com. Abgebildete Geräte sind nicht im Lieferumfang enthalten. Technische Änderungen, druckbedingte Farbabweichungen und Irrtümer vorbehalten.

Ja, ich möchte keine Neuigkeiten mehr verpassen. Bitte halten Sie mich über neue DEMED Produkte auf dem Laufenden.

Vorname, Name _____

E-Mail _____

Praxisname _____

Datum und Unterschrift _____

Praxisstempel

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Daten zu Service- und Qualitätszwecken erfasst und verarbeitet werden dürfen. Wie in der Datenschutzerklärung unter www.demedmedicalcarts.com dargestellt. Ich habe jederzeit das Recht, meine persönlichen Daten bezüglich der Verarbeitung und Nutzung aktualisieren, ändern oder löschen zu lassen.

